

EMBOUTS AURICULAIRES SPENGLER NOIRS POUR LAUBRY CLINIC (LA PAIRE)



Ref. 506921



 30/08/2024 18:15:36 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

EMBOUTS AURICULAIRES SPENGLER NOIRS POUR LAUBRY CLINIC (LA PAIRE)



Ref. 506921

Description

Emboutis auriculaires pour stéthoscopes Laubry Clinic® de SPENGLER

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446008673	Code douanier	90181990
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	2	Unite emballee / Hauteur (cm)	1
Unite emballee / Longueur (cm)	1	Unite emballee / Poids (kg)	0.005
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 18:15:36 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr