

LYRE POUR PULSE II ALU ANODISE +TUBULURE NOIRE MAT (SANS EMBOUTS) SPE



Ref. 506980



30/08/2024 18:16:14 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

LYRE POUR PULSE II ALU ANODISE +TUBULURE NOIRE MAT (SANS EMBOUTS) SPE



Ref. 506980

Description

Tubulure avec lyre alu anodise pour stethoscope PULSE II de SPENGLER.
(sans embouts)

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446030049	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	60		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.06
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 18:16:14 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr