

LYRE POUR MAGISTER II ALU BROSSE + TUBULURE NOIRE MAT (SANS EMBOUTS)



Ref. 506981



 30/08/2024 18:16:27 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

LYRE POUR MAGISTER II ALU BROSSE + TUBULURE NOIRE MAT (SANS EMBOUTS)



Ref. 506981

Description

Tubulure avec lyre alu brosse pour stethoscope MAGISTER II de SPENGLER.
(sans embouts)

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446030056	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	60		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.062
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 18:16:27 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr