

LIAN METAL BRASSARD VELCRO COTON GRIS ADULTE (M) *



Ref. 521318

CE
0459



30/08/2024 19:37:06 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

Modele ambidextre offrant un tres grand confort d'utilisation grace a son grand cadran.

- Brassard en coton ou nylon, fermeture velcro
- Taille XXS (10-15 cm), XS (15-22 cm), S (20-28 cm), M (26-34 cm), L (32-42 cm) ou XL (42-52 cm)
- Existe en gris, rouge ou motifs
- Existe en version Clinic® pour prévention des contaminations croisées

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

**LIAN METAL BRASSARD VELCRO
COTON GRIS ADULTE (M) ***

Ref. 521318

Caracteristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Medical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446008840	Code douanier	90189010
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.75
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 19:37:06 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.