

TROUSSE GRAND MODELE NYLON NOIR AVEC LOGO SPENGLER BLANC



Ref. 535019



 04/11/2024 20:40:18 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

TROUSSE GRAND MODELE NYLON NOIR AVEC LOGO SPENGLER BLANC



Ref. 535019

Description

Trousse en nylon noir 25x20x5 cm a fermeture éclair® SPENGLER
Vendue vide

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446002008	Code douanier	90330000
Garantie (mois)	60	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.111
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

04/11/2024 20:40:18 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr