

BRASSARD PEDIATRIQUE 10-19CM POUR SPOT-CHECK 2VS SPENGLER



Ref. 546017



30/08/2024 19:51:12 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

BRASSARD PEDIATRIQUE 10-19CM POUR SPOT-CHECK 2VS SPENGLER



Ref. 546017

Description

Brassards pediatrique (10-19cm) pour station spot-check 2VS de SPENGLER .

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446029647	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.037
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 19:51:12 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.