

CABLE D'EXTENSION BRASSARDS POUR SPOT-CHECK 2VS SPENGLER



Ref. 546022



30/08/2024 19:53:29 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr

CABLE D'EXTENSION BRASSARDS POUR SPOT-CHECK 2VS SPENGLER



Ref. 546022

Description

Cable d'extension brassards pour station spot-check 2VS de SPENGLER

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446029517	Code douanier	85049099
Garantie (mois)	60	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.046
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 19:53:29 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr