

SOCLE A ROULETTES POUR SPOT-CHECK 2VS SPENGLER



Ref. 546024



30/08/2024 19:54:00 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

SOCLE A ROULETTES POUR SPOT-CHECK 2VS SPENGLER



Ref. 546024

Description

Socle a roulettes pour station spot-check 2VS de SPENGLER

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446029715	Code douanier	94029012003
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	10.8
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 19:54:00 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr