

POCHE SPENGLER C/C ADULTE (12 X27 CM) SIMPLE TUBULURE



Ref. 314410



30/08/2024 17:31:08 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

POCHE SPENGLER C/C ADULTE (12 X27 CM) SIMPLE TUBULURE

Ref. 314410

Description

Poche simple tubulure pour brassard adulte (12x27cm) de SPENGLER

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446000035	Code douanier	90262040
Garantie (mois)	60	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.12
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

 30/08/2024 17:31:08 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.