

BRASSARD NYLON SPENGLER OXFORD NOIR ENFANT (AVEC RACCORD 316172)



Ref. 334820



30/08/2024 17:54:34 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

**BRASSARD NYLON SPENGLER
OXFORD NOIR ENFANT (AVEC
RACCORD 316172)**

Ref. 334820

Description

Brassard nylon Oxford noir avec raccord rapide a vis. Marquages reglementaires.

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446006853	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	Indonesie
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.11
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 17:54:34 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr