

CUILLERE DE RECHANGE MYRTILLE POUR MOBI SPENGLER



Ref. 513721



30/08/2024 19:13:15 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

CUILLERE DE RECHANGE MYRTILLE POUR MOBI SPENGLER



Ref. 513721

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446031473	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	2	Unite emballee / Hauteur (cm)	2
Unite emballee / Longueur (cm)	7	Unite emballee / Poids (kg)	0.006
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 19:13:15 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr