

VERRE POUR VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC ET LIAN SPENGLER



Ref. 515001122

30/08/2024 19:17:31 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

**VERRE POUR VAQUEZ-LAUBRY
CLASSIC ET LIAN SPENGLER**

Ref. 515001122

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3661040213019	Code douanier	90181990
Pays	Chine		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	5	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	5	Unite emballee / Poids (kg)	0.006
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 19:17:31 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.