

OTOSCOPE SPENGLER SMARTLIGHT NOIR



Ref. 570315



30/08/2024 21:19:37 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

OTOSCOPE SPENGLER SMARTLIGHT NOIR



Ref. 570315

L'otoscope a eclairage conventionnel

Description

L'otoscope SMARTLIGHT de SPENGLER dispose d'un Eclairage conventionnel. Leger et resistant, cet otoscope est ideal pour les auscultations ORL et particulierement adapte pour les visites a domicile.

- Technologie Xenon / halogene pour une diffusion de la lumiere puissante et homogene
- Luminance 24 lumens, tension 2,5 Volts et intensite 0.15 A
- IRC (Indice de Rendu des Couleurs) de 90%
- Tete bi matiere, en ABS et laiton, vissee pour une fixation sure
- Loupe pivotante, grossissement 3 fois
- Clip de fixation avec interrupteur marche/arret integre
- Livre avec 2 piles LR6 AA et 2 x 4 Speculums a usage unique (O 2,5 et O 4 mm)
- Ampoule LED en option pour une lumiere blanche et optimale

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446041557	Code douanier	90189042
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	19	Unite emballee / Hauteur (cm)	3
Unite emballee / Longueur (cm)	10	Unite emballee / Poids (kg)	0.23
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	70
Humidite mini	10	Humidite maxi	90
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 21:19:37 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr