



CARDIOTOCOGRAPHE COMEN C11 AVEC OPTION GEMELLAIRE ET VCT

COMEN

Ref. BCTOCO12



CE
1639



DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIb
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
3
3 ANS
GUARANTEE



15/11/2024 22:35:06 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

CARDIOTOCOGRAPHE COMEN C11 AVEC OPTION GEMELLAIRE ET VCT

COMEN

Ref. BCTOC012

Un cardiotoctographe tres facilement transportable avec son design compact et son elegant sac de transport mini Eiffel!

Description

Le C11 est un moniteur foetal et maternel qui effectue le monitoring de surveillance foetale. Ainsi il mesure la cadence du coeur du foetus ainsi que les contractions de l'uterus de la mere.

Il se distingue par sa portabilite: compact, leger et facilement transportable avec sa poignee ou son elegant sac mini Eiffel (en option). Il est parfaitement adapte aux sage-femmes liberales, aux cabinets de gynecologie/obstetrique, ainsi qu'aux services de maternite, grace a son chariot a roulettes qui permet de le deplacer aisement au chevet de la future maman.

Design compact avec un elegant sac mini Eiffel en option

Ecran LCD couleur 5,7" ajustable de 0 a 90°

Reconnaissance automatique des differentes sondes pour eviter tout dysfonctionnement

Sondes tres sensibles (9 cristaux) et etanches (IP67), tres utiles au moment de l'accouchement

Detecteur de mouvement foetal (automatique et manuel)

Imprimante thermique rapide et réglable

Calcul de la VCT et scores NST/Fischer/Fischer avance/ Krebs

Dimension: 28,7 x 23,2 x 9 cm Poids: 2,2kg

Garantie : 3 ans

Caracteristiques

Marquage CE	CE1639	Dispositif Medical	Classe IIb
Code barre	3661040219233	Code douanier	9018193010
Garantie (mois)	36	Pays	Chine

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	29	Unite nue / Largeur (cm)	23.2
Unite emballee / Hauteur (cm)	38	Unite nue / Hauteur (cm)	9
Unite emballee / Longueur (cm)	45	Unite nue / Longueur (cm)	28.7
Unite emballee / Poids (kg)	4.55	Unite nue / Poids (kg)	2.1

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1
---------------------------	---

📅 15/11/2024 22:35:06 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr