


MINI SAC MEDICAL MADRAGUE, DE BOISSY

Ref. MDMADR02

De Boissy
— DEPUIS 1982



📅 12/10/2024 01:44:59 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr

MINI SAC MEDICAL MADRAGUE, DE BOISSY

De Boissy
— DEPUIS 1982

Ref. MDMADR02

La version mini du Sac Medical MADRAGUE

Description

Ecoresponsable, personnalisable et « super organise » pour un look tendance avec toutes les options pratiques et modernes.

Tous les tissus, extérieurs comme intérieurs, certifiés Global Recycled Standard (GRS), ont été fabriqués à partir de matière recyclée et restent lavables, résistants et déperlants.

Madrague : c'est le rose-rouge des lauriers de méditerranée, d'un lieu symbolique, plage refuge d'une icône féminine du cinéma français des « sixties ». Si De Boissy a tenu à rendre hommage aux soignants et s'inspirer pour ses sacs de la forme de la sacoche traditionnelle en cuir des médecins, le look des sacs Madrague contraste bel et bien avec le classicisme habituel. De Boissy a joué la carte de l'élégance, de la tendance et de la modernité. Et il n'en reste pas moins qu'ils ont été conçus pour être « ultra pratiques », pour être le meilleur allié des professionnels de santé lors de leurs visites médicales à domicile ou en collectivité.

- La version mini de Sacs Médicaux Etretat et Madrague
- L'espace principal intérieur comprend aussi 6 poches, un séparateur et les 2 compartiments mobiles : 1 transparent et 1 isotherme, fourni avec sa poche de gel froid réutilisable
- La poche ventrale mesure 31x15 cm
- Toujours à l'extérieur : les 3 petites poches zippées, plus celle avec élastique pour la bouteille de gel, la pochette d'aspect cuir graine détachable-personnalisable, et le port USB externe avec câble de chargement intégré
- Même poignées, bandoulière, porte-nom et fond antidérapant que le grand format
- Dimensions l x h x p : 32 x 28 x 20 cm
- Poids : 1,6 kg
- Contenu maximal recommandé : 4 kg / 15 litres
- Vendu vide

Le sac De Boissy est remis dans son sac anti-poussière afin de le protéger lorsqu'on le range. Gris avec des motifs, cet accessoire est conçu à partir de matières recyclées avec un serrage par cordon.

 12/10/2024 01:44:59 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

MINI SAC MEDICAL MADRAGUE, DE BOISSY

De Boissy
— DEPUIS 1982

Ref. MDMADR02

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3661040219004	Code douanier	4202220000
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	54	Unite nue / Largeur (cm)	20
Unite emballee / Hauteur (cm)	42	Unite nue / Hauteur (cm)	28
Unite emballee / Longueur (cm)	57	Unite nue / Longueur (cm)	32
Unite emballee / Poids (kg)	1.05	Unite nue / Poids (kg)	1.05
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

📅 12/10/2024 01:44:59 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr