

BRASSARD L POUR ES 60 SPENGLER

Ref. 550610



30/08/2024 19:55:45 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

BRASSARD L POUR ES 60 SPENGLER



Ref. 550610

Description

Brassards nylon gris pour tensiometre ES 60 de SPENGLER .
Taille L pour une circonference de bras de 32 a 42cm .
Avec raccord rapide CPC.

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446008949	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.175
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 19:55:45 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.