

PACK BATTERIES POUR ES 60 / PRO M / PRO H SPENGLER



Ref. 550616



30/08/2024 19:57:30 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

PACK BATTERIES POUR ES 60 / PRO M / PRO H SPENGLER



Ref. 550616

Description

Batteries pour tensiometre electronique ES 60 de SPENGLER ainsi que le modele PRO M et PRO H de SPENGLER

Technologie : Nickel-metal hydrure
Tension : 4,8V
Capacite minimum : 2500mAh

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446008901	Code douanier	85075000
Pays	Chine		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	5.7
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	2.8
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	5.1
Unite emballee / Poids (kg)	0.12	Unite nue / Poids (kg)	0.119
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 19:57:30 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr