

MONITEUR DE SIGNES VITAUX SPENGLER 4VS PNI



Ref. 551600



CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
18
18 MONTHS
18 MOIS
GUARANTEE

16/10/2024 21:11:16 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

MONITEUR DE SIGNES VITAUX SPENGLER 4VS PNI



Ref. 551600

Pratique pour les centres hospitaliers grace a son socle il est facile de le deplacer ou meme de le positionner pres du lit du patient

Description

La station vitale 4VS PNI possede un ecran LCD pour une meilleure lecture, des alarmes visuelles et sonores sont egalement declenchees lorsque le parametre a depasse sa limite.

Il vous offre une fiabilite et une precision remarquables durant pres de 10 heures, il est possible de le recharger sur secteur.

- 1 Signes vital : PNI
- 3 Modes de mesures de la pression arterielle, nourissons, enfant et adulte
- Possibilite de programmer des alarmes physiologiques
- 4 tailles de brassards : neonatal, pediatrique, adulte, large adulte (livree avec brassard adulte)
- 3500 groupes de donnees sauvegardees
- Batterie : 10h
- Dim. : 180 mm .250 mm .180 mm ; Poids : 2.0 kg (avec batterie)
- Socle a roulettes,support mural, imprimante en option

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700446032944	Code douanier	9018199560
Garantie (mois)	18	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	3.76
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-40	Temperature maxi	55
Humidite mini	5	Humidite maxi	95
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

16/10/2024 21:11:16 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr