

THERMOMETRE DE REMPLACEMENT AURICULAIRE POUR MONITEUR 4VS SPENGLER



Ref. 551644

 30/08/2024 20:06:59 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

THERMOMETRE DE REMPLACEMENT AURICULAIRE POUR MONITEUR 4VS SPENGLER



Ref. 551644

Description

Thermometre de remplacement auriculaire infra rouge pour moniteur de signes vitaux SPENGLER 4VS

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446033132	Code douanier	9025192090
Pays	Chine		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.162
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-40	Temperature maxi	55
Humidite mini	5	Humidite maxi	95
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 20:06:59 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr