

BRASSARD CONIQUE SIMPLE 70X10CM POUR GARROT DTS 3000 SPENGLER



Ref. 554056



30/08/2024 20:43:18 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

BRASSARD CONIQUE SIMPLE 70X10CM POUR GARROT DTS 3000 SPENGLER



Ref. 554056

Description

Les brassards coniques simples peuvent être utilisés pour un large spectre d'interventions chirurgicales.

Des brassards dotés de la technologie zero pincements : la conception innovante des brassards du garrot DTS 3000 permet un gonflage uniforme et homogène sur toute la circonférence du brassard. Mieux enveloppe, le membre nécessite moins de pression pour stopper la circulation sanguine, réduisant ainsi les risques de complications.

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	28809315676243	Code douanier	9018 90 2090
Garantie (mois)	12		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	10
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité emballée / Longueur (cm)	nc
Unité nue / Longueur (cm)	70	Unité emballée / Poids (kg)	0.2

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	60
Humidité mini	5	Humidité maxi	90

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

30/08/2024 20:43:18 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr