

BRASSARD SILICONE AUTOCLAVABLE 30X11CM POUR GARROT DTS 3000 SPENGLER



Ref. 554070



30/08/2024 20:46:39 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

BRASSARD SILICONE AUTOCLAVABLE 30X11CM POUR GARROT DTS 3000 SPENGLER



Ref. 554070

Description

Ce brassard du garrot DTS 3000 est complètement autoclavable et est composé d'un revêtement en tissu spécial et d'un velcro adapté, d'une vessie interne en silicone et de tuyaux en silicone pouvant être entièrement stérilisés dans une machine à autoclave automatique.

Des brassards dotés de la technologie zero pincements : la conception innovante des brassards du garrot DTS 3000 permet un gonflage uniforme et homogène sur toute la circonférence du brassard. Mieux enveloppé, le membre nécessite moins de pression pour stopper la circulation sanguine, réduisant ainsi les risques de complications.

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	28809315676557	Code douanier	9018 90 2090
Garantie (mois)	12		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	11
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité emballée / Longueur (cm)	nc
Unité nue / Longueur (cm)	30	Unité emballée / Poids (kg)	0.2
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

30/08/2024 20:46:39 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.