

TETE DE RECHANGE POUR OTOSCOPE SMARTLED 5500 SPENGLER



Ref. 570518



30/08/2024 20:14:08 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

TETE DE RECHANGE POUR OTOSCOPE SMARTLED 5500 SPENGLER



Ref. 570518

Description

Tete de rechange pour otoscope SPENGLER SMARTLED 5500

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446026349	Code douanier	90189042
Pays	Pakistan		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.046
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 20:14:08 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr