

MANCHE DE RECHANGE CORAIL POUR OTOSCOPE SMARTLED 5500



Ref. 570519C

30/08/2024 20:15:48 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

MANCHE DE RECHANGE CORAIL POUR OTOSCOPE SMARTLED 5500



Ref. 570519C

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446041731	Code douanier	90189042
Pays	Pakistan		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.038
Unite nue / Poids (kg)	0.038		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 20:15:48 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr