

AMPOULE LED POUR LITESTICK SPENGLER



Ref. 570690



30/08/2024 20:18:59 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

AMPOULE LED POUR LITESTICK SPENGLER



Ref. 570690

Description

Ampoule LED pour lampe stylo LITESTICK SPENGLER

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446009908	Code douanier	90189084
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.005
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 20:18:59 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.