

CABLE USB-C - USB MALE 2M POUR SMARTLED 5500-R



Ref. 579535

30/08/2024 20:22:09 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

CABLE USB-C - USB MALE 2M POUR SMARTLED 5500-R



Ref. 579535

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3661040216782	Code douanier	9018110000
Pays	Chine		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	14	Unite emballee / Hauteur (cm)	8
Unite emballee / Longueur (cm)	17	Unite emballee / Poids (kg)	354
Unite nue / Poids (kg)	354		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	80
Humidite mini	5	Humidite maxi	90
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 20:22:09 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr