

LOT DE 4 CANULES DE GUEDEL U /U STERILES (N°1/2/3/4)



Ref. 580840-



 24/10/2024 20:45:13 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

LOT DE 4 CANULES DE GUEDEL U /U STERILES (N°1/2/3/4)



Ref. 580840-

Description

Lot de 4 Canules a usage unique en sachet sterile individuel, une de chaque taille : n°1/2/3/4
La canule de Guedel est utilisee pour maintenir ouvertes les voies aeriennes d'un patient inconscient.

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446034665	Code douanier	90183900
Pays	France		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.05
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

24/10/2024 20:45:13 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr