

CANULE DE GUEDEL U/U STERILE ISO 8.0 (VERT / N°2)



Ref. 580853



30/08/2024 20:23:35 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

CANULE DE GUEDEL U/U STERILE ISO 8.0 (VERT / N°2)



Ref. 580853

Description

Canule a usage unique en sachet sterile individuel.

La canule de Guedel est utilisee pour maintenir ouvertes les voies aeriennes d'un patient inconscient.

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	5032670506594	Code douanier	90183900
Pays	France		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	8	Unite emballee / Hauteur (cm)	4
Unite emballee / Longueur (cm)	16	Unite emballee / Poids (kg)	0.1
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 20:23:35 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr