

MEMBRANE POUR GRAND PAVILLON (STETHO TYPE RAPPAPORT) SPENGLER



Ref. 605930



30/08/2024 20:25:43 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr

MEMBRANE POUR GRAND PAVILLON (STETHO TYPE RAPPAPORT) SPENGLER



Ref. 605930

Description

Membrane pour grand pavillon du stethoscope type Rappaport SPENGLER

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446034757	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	60	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.001
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 20:25:43 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr