

TRANSDUCTEUR USAGE UNIQUE LILLY POUR SPIROMETRE AIRA D SIBELMED (X50)

Sibelmed

Ref. CSTRAN01

CE
0318



30/08/2024 23:07:09 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

TRANSDUCTEUR USAGE UNIQUE LILLY POUR SPIROMETRE AIRA D SIBELMED (X50)



Ref. CSTRAN01

Description

- Economique et precis
- Aucun filtre requis
- Aucun embout buccal requis
- Aucun risque de contamination
- Assemblage facile

Fiche technique:

- Plage de mesure du debit de + 16l/s. Volume de 0 a 10L
- Resistance dynamique <2,50 cmH2O a 14 l/s (ATS)
- Dimensions 135x40x30 mm
- Poids 20gr.

Boite de 50 embouts

Caracteristiques

Marquage CE	CE0318	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3361040000045	Code douanier	90181990
Pays	Espagne		

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1
---------------------------	---

30/08/2024 23:07:09 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr