

TUBE D'EXTENSION BRASSARD 2,5 M POUR MONITEUR 4VS SPENGLER



Ref. 551624

30/08/2024 20:01:25 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

TUBE D'EXTENSION BRASSARD 2,5 M POUR MONITEUR 4VS SPENGLER



Ref. 551624

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3661040213842	Code douanier	85049099
Garantie (mois)	6	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	16	Unite emballee / Hauteur (cm)	3
Unite emballee / Longueur (cm)	17	Unite emballee / Poids (kg)	0.118
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 20:01:25 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr