

ASPIRATEUR À MUCOSITÉ CA-MI NEW ASPIRET - FLACON/SACHET À USAGE UNIQUE FLOVAC® 1L



Ref. BCFLOV05



📅 29/08/2024 21:17:22 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31
✉ info@gsh-med.fr

ASPIRATEUR À MUCOSITÉ CA-MI NEW ASPIRET - FLACON/SACHET À USAGE UNIQUE FLOVAC® 1L



Ref. BCFLOV05

Aspirateur chirurgical électrique fixe, destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants.

Description

Convient aux patients trachéotomisés et est idéal pour les applications chirurgicales mineures ainsi que les traitements postopératoires à domicile.

Principale applications: ORL, Soins à domicile, Chambre, Trachéotomie

- Composé de : Aspirateur New Aspiret + Kit Flovac 1L (1x Bocal Flovac 1L réutilisable / 1x Poche UU stérile 1L Flovac/ 1x Set tubes Ø6X10mm+connecteurs / 1x Ecarteur Rond pour Système Flovac / 1x Connecteur Mâle Jaune Système FLOVAC (5 pcs)/ 1x Notice Configuration Aspirateurs à Mucosités)

- Pied à roulettes en option

- Le système principal est équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide

- Accessoires fournis: Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux avec différentes options / 6 x 10 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 8-9-10 mm / Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique) / Canule CH20 / Cordon d'alimentation avec prise Schuko

- Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien

- Alimentation : 230V-50Hz - autres configurations disponibles sur demande

- Vide Maximum (Ajustable) : 0.75 Bar -75 kPa -563 mmHg

- Débit libre d'air max: 15 l/min

- Niveau Sonore : 59, 6 dBA

- Cycle de fonctionnement: Ininterrompu

- Poids : 2,2 kg / Dimensions : 23 x 19 x 16 cm

29/08/2024 21:17:22 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

ASPIRATEUR À MUCOSITÉ CA-MI NEW ASPIRET - FLACON/SACHET À USAGE UNIQUE FLOVAC® 1L



Ref. BCFLOV05

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3661040197562	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Italie
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	23
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	16
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	19
Unité emballée / Poids (kg)	2.2	Unité nue / Poids (kg)	2.2
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

29/08/2024 21:17:22 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr