

MONITEUR SUNTECH CT50 PNI+SPO2 NELLCOR OXYMAX+IMPRIMANTE

SUNTECH

Ref. DSU222202

CE
0413

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIb
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2 ANS
2 YEARS
GUARANTEE



30/08/2024 09:25:37 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

MONITEUR SUNTECH CT50 PNI+SPO2 NELLCOR OXYMAX+IMPRIMANTE

SUNTECH

Ref. DSU222202

La reference mondiale de la mesure des parametres vitaux. Le CT 50 est un condense de technologie de pointe

Description

Le moniteur CT 50 de SUNTECH est un condense de technologie de pointe.
La reference mondiale de la mesure des signes vitaux.
Technologie SpO2 Nellcor, connectivite HIS, USPx4, Ethernet LAN et WIFI en option.
3 modes de mesure de la pression arterielle: Automatique, Auscultatoire et mode moyenne.
Ecran couleur tactile de 8 pouces, lecteur de code-barres en option, imprimante en option et socle sur roulette en option

Caracteristiques

Marquage CE	CE0413	Dispositif Medical	Classe IIb
Code barre	3700446025120	Code douanier	9018199560
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	5.02

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1
---------------------------	---

30/08/2024 09:25:37 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr