

CABLE PATIENT ECG 4,5M (POUR TANGO M2 SEULEMENT)

SUNTECH

Ref. DSU230717



30/08/2024 09:22:09 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

CABLE PATIENT ECG 4,5M (POUR TANGO M2 SEULEMENT)

SUNTECH

Ref. DSU230717

Caracteristiques

Marquage CE	CE0413	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700446012304	Code douanier	9018110000
Garantie (mois)	3		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 09:22:09 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr