

PRESENTOIR STETHOSCOPE II SPENGLER



Ref. K90026



 30/08/2024 23:53:33 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

PRESENTOIR STETHOSCOPE II SPENGLER



Ref. K90026

Osez le presentoir design pour mettre en avant vos stethoscopes.

Description

Presentoir modulable qui s'adapte aux stethoscopes : Magister II, Cardioprestige II et Pulse II.

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Pays	France		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 23:53:33 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.