

CABLE POUR ADAPTATEUR SECTEUR ASKIR 36BR / 230



Ref. BCASPI173



 30/08/2024 07:49:53 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

CABLE POUR ADAPTATEUR SECTEUR ASKIR 36BR / 230



Ref. BCASPI173

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3661040197210	Code douanier	4202121900
Pays	Chine		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.01
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	45
Humidite mini	NA	Humidite maxi	85
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 07:49:53 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr