

GUÉRIDON PLASTIQUE 48,5 X 36,5 X 72 CM, 2 PLATEAUX, SANS POIGNÉE

Ref. OM483601



29/08/2024 21:15:10 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

GUÉRIDON PLASTIQUE 48,5 X 36,5 X 72 CM, 2 PLATEAUX, SANS POIGNÉE

Ref. OM483601

Guéridon léger, maniable et très robuste

Description

La qualité des roulettes et les poignées ergonomiques assurent un confort maximal lors des déplacements.

- Dimensions extérieures : 48,5 x 36,5 x H 72 cm, poignées comprises
- Dimensions des plateaux : 48 x 36,5 cm
- Charge maximale : 100 kg par chariot et 60 kg par niveau
- Coloris : Gris clair
- Matériaux : Montant aluminium, plateau en PP
- 4 roulettes pivotantes PVC, Ø 75 mm dont 2 à frein
- Poids : 4 kg

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3760206421296	Code douanier	8716800000
Garantie (mois)	12		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	41	Unité nue / Largeur (cm)	36.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	15	Unité nue / Hauteur (cm)	72
Unité emballée / Longueur (cm)	56	Unité nue / Longueur (cm)	48.5
Unité emballée / Poids (kg)	5.2	Unité nue / Poids (kg)	4
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	5	Température maxi	35
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

29/08/2024 21:15:10 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr