

TÉLÉPHONE FILAIRE DORO MAGNA 4000, ETRA AMPLIFIÉ, 60DB

Réf. HDMAGN01N



TÉLÉPHONE FILAIRE DORO MAGNA 4000, ETRA AMPLIFIÉ, 60DB



Réf. **HDMAGN01N**

Téléphone à forte amplification pour les personnes atteintes de déficience auditive légère à sévère

- Touche d'amplification pour augmenter instantanément le volume du combiné à +60 dB
- Sonnerie puissante, équipée d'un voyant lumineux
- Grosses touches
- Touches mémoires directes : 2
- Fonction réveil
- Identification du nom de l'appelant enregistré dans le répertoire
- Compatible appareil auditif
- Fixation murale possible

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	7322460063795
Garantie (mois) :		Code douanier :	85171800
Stérile :		Non	
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	18,0	Largeur conditionnement (cm) :	10,0
Longueur unitaire (cm) :	22,5	Longueur conditionnement (cm) :	23,0
Hauteur unitaire (cm) :	9,8	Hauteur conditionnement (cm) :	18,0
Poids unitaire (kg) :	1,150	Poids conditionnement (kg) :	1,208
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	60
Humidité mini :		Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 15:08 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. HDMAGN01N

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.