

POCHE À USAGE UNIQUE STÉRILE 1L FLOVAC POUR ASPIRATEUR ASPIRET, ASKIR 20, 30



Ref. BCASPI99



25/08/2024 20:37:43 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

POCHE À USAGE UNIQUE STÉRILE 1L FLOVAC POUR ASPIRATEUR ASPIRET, ASKIR 20, 30



Ref. BCASPI99

Description

- Poche jetable souple en polyéthylène
 - Soudée hermétiquement à un couvercle rigide à l'intérieur duquel un filtre anti-reflux hydrophobe et antibactérien est placé. Ce filtre fonctionne également en tant que trop-plein, système de désactivation de soupape d'aspiration à chaque fois que la capacité de remplissage maximum est atteinte.
 - La poche doit être placée dans son CONTAINER autoclavable FLOVAC® rigide en polycarbonate.
- Les systèmes FLOVAC® remplacent donc l'utilisation de bouchons autoclavables, ce qui diminue les coûts de nettoyage et de stérilisation.
- Compatible avec les aspirateurs New Aspiret et Series Askir. (Non compatible avec série C30)

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3661040151137	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	12	Pays	Italie
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.2
Unité nue / Poids (kg)	0.2		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

25/08/2024 20:37:43 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr