

MEMBRANE MULTIFREQUENCE CARDIO SONIC/BAGUE NOIRE SPENGLER



Ref. 507934



 30/08/2024 18:45:38 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

MEMBRANE MULTIFREQUENCE CARDIO SONIC/BAGUE NOIRE SPENGLER



Ref. 507934

Description

Piece detachee pour stethoscopes Cardio Sonic® de SPENGLER.
Membrane multifrequence avec bague noire antifroids.

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446009656	Code douanier	90181990
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.005
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 18:45:38 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr