

CABLE PATIENT ECG TANGO

SUNTECH

Ref. DSU230716

CE
0413



 30/08/2024 10:06:03 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

CABLE PATIENT ECG TANGO

SUNTECH

Ref. DSU230716

Description

Cable pour ECG pour le moniteur automatique Tango®

Caracteristiques

Marquage CE	CE0413	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700446012298	Code douanier	9018110000
Garantie (mois)	3	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.217
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 10:06:03 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.