

LOT DE 5 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC REUTILISABLE ADULTE LONG (23-33CM) - SANS RACCORD

SUNTECH

Ref. DSU231026



30/08/2024 09:42:36 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr

LOT DE 5 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC REUTILISABLE ADULTE LONG (23-33CM) - SANS RACCORD

SUNTECH

Ref. DSU231026

Description

Lot de 5 Brassards nylon bleu royal reutilisables Suntech.
Taille adulte long 23-33cm.
Simple tubulure, sans raccord.

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	0120840935104336	Code douanier	9018905040
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.524
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 09:42:36 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr