

BRASSARD NYLON SUNTECH ADUL (BLEU ROYAL) 23-33CM 2 TUBES SANS RACCORD

SUNTECH

Ref. DSU231045



 30/08/2024 09:42:15 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

**BRASSARD NYLON SUNTECH ADUL
(BLEU ROYAL) 23-33CM 2 TUBES SANS
RACCORD****SUNTECH**Ref. **DSU231045****Description**

Brassard nylon bleu royal Suntech a l'unité.
Double tubulure, sans raccord, taille adulte 23-33 cm

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446013967	Code douanier	9018905040
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	14	Unite emballee / Hauteur (cm)	9
Unite emballee / Longueur (cm)	19	Unite emballee / Poids (kg)	0.448
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 09:42:15 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr