

**LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH
MONOBLOC PATIENT UNIQUE ENFANT
LONG (12-19CM) - CONNECTEUR
BAYONET**

Ref. DSU231062

SUNTECH



 30/08/2024 09:49:56 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC PATIENT UNIQUE ENFANT LONG (12-19CM) - CONNECTEUR BAYONET

SUNTECH

Ref. DSU231062

Description

Lot de 20 brassards Suntech "SOFT" a patient unique, vert.
Taille enfant long 12-19cm, raccord rectus bayonnette.

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446014100	Code douanier	9018905040
Pays	Chine		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.857
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 09:49:56 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr