

PISTOLET DE REMPLACEMENT POUR MODULE TEMPERATURE CT40

SUNTECH

Ref. DSU551470

CE
0413



 30/08/2024 09:53:29 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

**PISTOLET DE REMPLACEMENT POUR
MODULE TEMPERATURE CT40****SUNTECH**Ref. **DSU551470****Caracteristiques**

Marquage CE	CE0413	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	0110840935103813	Code douanier	9018199560
Garantie (mois)	3	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	18	Unite emballee / Hauteur (cm)	8
Unite emballee / Longueur (cm)	6	Unite emballee / Poids (kg)	0.1
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

 30/08/2024 09:53:29 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr