

BRASSARD DE GARROT SIMPLE CONIQUE U/U 76X10CM JAUNE CARTON DE 10 PCS

Ref. **GHP552901**

HpmTM

CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
I_s
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
1
YEAR
GUARANTEE



30/08/2024 09:58:45 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

BRASSARD DE GARROT SIMPLE CONIQUE U/U 76X10CM JAUNE CARTON DE 10 PCS



Ref. GHP552901

Les brassards/cuissards HPM vous donnent un meilleur accès à la zone d'opération grâce à un tuyau de 2 m de long en TPU. Les brassards sont faits d'un matériau de haute qualité, ce qui les rend doux et faciles à appliquer, sans risque d'allergie au latex. Large gamme de tailles avec code couleur pour une identification facile.

Description

Procédé de stérilisation par Oxyde d'éthylène (EO).
Tubulure 2 m long en TPE.
Coniques et standard.
Ne contient pas de latex.
Large gamme de dimensions.
Codes couleur d'identification.
Système anti-pli.
Raccord CPC male standard.
Matériau doux.
Facile à installer

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe Is (fonction sterile)
Code barre	7350054600347	Code douanier	9018 90 2090
Garantie (mois)	12	Pays	Suede
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	27	Unite emballee / Hauteur (cm)	20
Unite emballee / Longueur (cm)	64	Unite emballee / Poids (kg)	3.174
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 09:58:45 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr