

AUDIOMETRE SIBELMED SIBELSOUND DUO A OPTION AUTO HUGHSON WESTLAKE



Ref. DSI009133



17/09/2024 18:51:30 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

AUDIOMETRE SIBELMED SIBELSOUND DUO A OPTION AUTO HUGHSON WESTLAKE



Ref. DSI009133

Un nouveau concept d'audiometrie pour la medecine du travail, les soins generalistes et les etablissements scolaires

Description

Portable et leger, l'audiometre SIBELSOUND DUO est l'appareil ideal pour realiser des tests d'audiometrie dans n'importe quel environnement

Realisation des tests d'audiometrie en mode automatique, ce qui necessite une intervention minimale du technicien.

Suit le protocole d'audiometrie automatique Hughson-Westlake.

En option: exportation des fichiers des tests dans des formats standard (PDF, XML et CSV).

Caracteristiques

Marquage CE	CE0318	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3661041010754	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	12	Pays	Espagne

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	32	Unite emballee / Hauteur (cm)	14
Unite emballee / Longueur (cm)	44	Unite emballee / Poids (kg)	2.7
Unite nue / Poids (kg)	2.7		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

17/09/2024 18:51:30 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr