

**LOT DE 5 BRASSARDS SUNTECH
MONOBLOC REUTILISABLE
NOURRISSON (8-13CM) -
CONNECTEUR A VIS**

Ref. DSU231000

SUNTECH



30/08/2024 09:34:53 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr

LOT DE 5 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC REUTILISABLE NOURRISSON (8-13CM) - CONNECTEUR A VIS

SUNTECH

Ref. DSU231000

Description

Brassard nylon réutilisable vendus en boîte de 5 unités.
Simple tubulure, raccord à vis.

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	0120840935100529	Code douanier	9018905040
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.203

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantité	1
---------------------------	---

30/08/2024 09:34:53 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.