

LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC DOUBLE TUBULURE PATIENT UNIQUE EXTRA LARGE (38- 50CM) - CONNECTEUR A VIS

Ref. DSU231089

SUNTECH

CE



30/08/2024 09:38:45 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC DOUBLE TUBULURE PATIENT UNIQUE EXTRA LARGE (38- 50CM) - CONNECTEUR A VIS

SUNTECH

Ref. DSU231089

Description

Lot de 20 brassards Suntech "SOFT" a patient unique, marron.
Double tubulure, Taille cuissard 38-50 cm, raccord a vis.

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446014551	Code douanier	9018905040
Pays	Chine		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	2.88
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 09:38:45 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr