

BAGUE ANTIFROID NOIRE PETITE CLOCHE POUR MAGISTER II DOUBLE PAVILLON



Ref. 507948

30/08/2024 18:51:55 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

BAGUE ANTIFROID NOIRE PETITE CLOCHE POUR MAGISTER II DOUBLE PAVILLON



Ref. 507948

Description

Pièce détachée pour stéthoscopes MAGISTER® II de SPENGLER.
Bague antifroid de couleur noir pour petite cloche.

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446030124	Code douanier	90181990
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.001
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 18:51:55 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr