

BRASSARD CLINIC 1T/ADULTE (M) (RACCORD 1/4 TOUR M + CLAMP)



Ref. 337852



 30/08/2024 18:04:22 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

BRASSARD CLINIC 1T/ADULTE (M) (RACCORD 1/4 TOUR M + CLAMP)



Ref. 337852

Description

Brassard Clinic® avec clamp simple tubulure compatible Moniteurs Nihon Kohden, Spacelab
 Taille M
 Connecteur 1/4 tour male DSP316152

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446000424	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	France
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	15	Unite emballee / Hauteur (cm)	2
Unite emballee / Longueur (cm)	21	Unite emballee / Poids (kg)	0.128
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

📅 30/08/2024 18:04:22 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
 13290 Aix-en-Provence | France
 🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31
 ✉ info@gsh-med.fr